

virtufit

M2
VF11002



NÁVOD K OBSLUZE

📷 @virtufit_fitness

📺 VirtuFit

🌐 www.virtufit.com

OBR. A - MASAŽNÍ HLAVICE



Kulatá hlavice

Uvolňuje velké svalové skupiny, jako jsou záda, nohy a pas.



Hlavice ve tvaru válce

Ulevuje od bolesti měkkých tkání, kolen a kloubů.



Plochá hlavice

Uvolňuje svaly celého těla.



Hlavice ve tvaru U

Uvolňuje ztuhlost šije.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	03
Záruka	03
Použití	04
Nabíjení	04

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠VAROVÁNÍ!

Před zahájením cvičení se prosím poraďte se svým lékařem. Důležité je to především pro osoby se zdravotními problémy. Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenese žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody na majetku vzniklé v důsledku používání tohoto zařízení. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob, vždy používejte zařízení podle následujících pokynů.

- K použití pouze pro dospělé.
 - Používejte pouze na suché a čisté tělo přes oděv.
 - Používejte pouze na měkké tkáně, aniž byste cítili bolest. Nepoužívejte na hlavu nebo tvrdé části těla nebo při poranění.
 - Stiskněte a lehce pohybuje po dobu asi 60 sekund na každé části těla.
 - Používejte pouze nastavce, které poskytují nejlepší a požadovaný efekt.
 - Modřiny se mohou objevit bez ohledu na nastavení nebo aplikovaný tlak. Pravidelně kontrolujte ošetřovaná místa a v případě bolesti nebo nepohodlí okamžitě přestaňte.
 - Udržujte prsty a vlasy v dostatečné vzdálenosti od zadního a ventilačních otvorů zařízení, aby nedošlo k jejich zachycení.
 - Do ventilačních otvorů zařízení neumísťujte žádné předměty.
 - Udržujte zařízení suché, bez prachu a nečistot a nepoužívejte vodu.
 - Zabraňte pádu zařízení a používejte jej opatrně.
 - Nabíjejte zařízení pouze pomocí originální dodané nabíječky. Při nabíjení jej nepoužívejte.
 - Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte spotřebič bez dozoru
 - Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
- Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.
 - Před použitím si přečtěte návod.

⚠VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte přístroj bez souhlasu lékaře v následujících případech: těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, opotřebené kardiostimulátoru, nedávná operace, epilepsie nebo migréna, kýla, nedávné kloubní náhrady, kovové čepy nebo destičky. Zranitelné osoby a děti by měly být při používání zařízení v doprovodu dospělé osoby. Výzkum účinků vibračních cvičení stále probíhá, v některých případech je vibrační cvičení doporučeno jako součást léčebného plánu (pod dohledem lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta).

ZÁRUKA

Záruční doba na toto zboží je 1 rok ode dne zakoupení. Záruka je platná pouze v případě, že je tento předmět používán pro aktivity a běžné rekreační použití. Nevztahuje se na předměty pronajímání.

Záruka zaniká, pokud je příčinou vady:

- Pokud VirtuFit považuje položku nebo část za vadnou, záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu pouze vadné položky nebo části. VirtuFit nenese odpovědnost za žádné náklady, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty nebo použití tohoto produktu.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím, zanedbáním, běžným opotřebením, poškozením způsobeným nadměrným vystavením teple nebo vodě, poškozením způsobeným nesprávnou manipulací a skladováním, poškozením způsobeným přepravou.
- Poškození přesahující cenu produktu.
- Záruka je neplatná, pokud byla na jakékoli části zařízení provedena neautorizovaná oprava nebo úprava.
- Záruka na opravené nebo náhradní díly je platná od data původního nákupu.
- V případě nesprávného použití, zanedbání a/nebo špatné údržby.

POUŽITÍ

POZNÁMKA Masážní pistoli nelze používat během nabíjení a automaticky se vypne po 20 minutách používání. Stisknutím „+“ restartujete masážní pistoli.

Zapnutí a vypnutí

- Zapněte zařízení přepnutím vypínače na spodní straně zařízení do polohy „ON“.
- Stisknutím „+“ nebo „-“ upravte rychlost. Modrá čísla na LED displeji indikují úroveň výkonu.
- Masírujte požadovanou část těla požadovanou rychlostí a v případě potřeby použijte lehký tlak.
- Vypněte zařízení přepnutím hlavního vypínače do polohy „OFF“.

POZNÁMKA! Masážní pistole se automaticky vypne po 20 minutách používání, aby se chránily kosti a svaly a zabránilo se dlouhé masáži na stejném místě.

Masážní hlavice (Obr. A)

Výměna masážní hlavice

- Zatlačte masážní hlavici do přístroje
- Vytáhněte a sejměte masážní hlavici
- Zatlačte novou masážní hlavici do přístroje



POZNÁMKA! Masážní hlavici není třeba po zatlačení masážní hlavice do přístroje otáčet. Různé typy masážních hlavíc jsou znázorněny na obr. A.

LED displej

- Spusťte stisknutím „+“, když svítí dotyková obrazovka.
- Stisknutím „+“ nebo „-“ upravte rychlost. Pokud podržíte „-“ motor poběží pomaleji a pomaleji, dokud se nezastaví.



NABÍJENÍ

POZNÁMKA! Před prvním použitím baterii plně nabijte (max. 6 hodin). Poté nabíjete baterii vždy když je vybitá.

Nabíjení

- Připojte DC konec na dodaném originálním 9V adaptéru k nabíjecímu portu zařízení a zapojte AC kabel do zásuvky.
- Kontrolka baterie bliká, aby signalizovala úroveň nabití baterie a nabíjení. Když kontrolka přestane blikat a zůstane svítit, baterie je plně nabitá.
- Odpojte nabíječku. Pokud je zařízení ponecháno na nabíječce příliš dlouho, zatímco je baterie plná, kapacita baterie se sníží. LED displej zobrazuje stav baterie.

POZNÁMKA!

- Baterii lze nabíjet kdykoli a při jakékoli úrovni nabití.
- Není doporučeno nechávat baterii zcela vybitou.
- Průměrná doba používání je 2 a více hodin v závislosti na rychlosti a tlaku vyvíjeném během používání.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257